

Doküman No: IFU-GUDS Documentation No: IFU-GUDS	İlk yayın tarihi: 02/05/2012 Valid from: 02/05/2012	Revizyon no: 01 Revision no: 01	Sayfa:1 Page:1
		Revizyon tarihi: 26.05.2016 Revision date:26.05.2016	

GEOTEK® URETERAL DILATOR**ENG****Instruction for Use**

It is a dilatation set consist of dilators between 8Fr to 30Fr.

Indications: intended for Dilation renal track/path to Kidney. Made of Medical grade Polyurethane & PP combined to provide little rigidity for stress applied for dilation. This material is mixed with Bismuth / Barium to provide Radio-opacity..

Contraindications: Infections, obstruction, incontinence

Potential Complications and risks: Potential damages of perforation and bleeding.

Cautions: This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Ethylene oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. For single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use

Procedure:

- The kidney is penetrated with proper technic with a puncture needle
- A guidewire is sent through the needle ,with the help of the guide wire ,from 8F through 30 F necessary dilation is performed by using dilators successively
- After the dilatations are provided, a sheath is inserted.
- The operation is initiated by inserting a nephroscope through the sheath .

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.



1984 : CE Mark and NB identification number

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12
YENİMAHALLE -ANKARA
TEL:+90312 3959852
FAX:+90312 3959853

GEOTEK® URETERAL DILATOR**TR****Kullanma Kılavuzu**

8Fr den 30Fr e kadar değişik çaplarda dilatörlerden oluşan bir settir

Endikasyonlar: Renal trakt yoluna geçiş için dilatasyon amacıyla kullanılır. Dilatasyon yapacak kadar yeterli sertlikte medikal aplikasyona uygun PP materyalden imal edilmiştir. Radyoopasite sağlamak için . Bismuth / Barium kompleksi içerir.

Kontraindikasyonlar: Ciddi enfeksiyonlar, tıkanma, inkontinans

Yan Etkiler: Potansiyel delinme hasarı ve kanama

Uyarılar: Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojeniktir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C desaklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız

Prosedür:

- Böbrek yoluna uygun bir yöntemle ponksiyon iğnesi yerleştirilir.
- İğne içinde kılavuz tel yerleştirilir ve sırasıyla 8Fr den 30Fr e kadar dilatörler sırası ile kullanılarak dilatasyon işlemi gerçekleştirilir.
- Dilatasyon başarılı bir şekilde bittiğinde kılıf kateter yerleştirilir.
- Kılıf içinden nefroscope yerleştirilir.

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.

